

A019 : Teneur en chlorure et teneur en sulfate

NORMES : BS 812:117 | BS 1377:3

Utilisé pour estimer la teneur en chlorure des solutions aqueuses dans le sable et les agrégats fins.

- **A019-01** Bandes de test de chlorure QUANTAB, type 1175, gamme 0,005% à 0,1% (30 à 600 ppm) Na Cl. Paquet de 40 bandes.
- **A019-02** Bandes de test de chlorure QUANTAB, type 1176, gamme 0,05% à 1% (300 à 6000 ppm) Na Cl. Paquet de 40 bandes.

Utilisé pour détecter les ions sulfate dans les solutions aqueuses de sable et de granulats fins.

- **A019-03** Bandes de test de sulfate, gamme de détection 200 à 1600 mg/l. Paquet de 100 bandes.

